## 혈액형 혈청 반응 실험(혈액형 판정 실험)

- ✓ 항원이란? <mark>생체 내에 투여되면</mark> 항체를 형성하기 위한 면역반응을 유발하게 되고 <mark>이때</mark>
  생성된 항체와 반응하는 물질
- ▼ 항원-항체 반응이란? 항원과 이에 대응하는 항체 사이에 나타나는 특이적인 반응으로 각각의 항체는 특정한 항원에게만 결합할 수 있어요. 혈액형을 구분하는 항원(A형, B 형 항원)이 항체(항 A형, 항B형 항체)와 만나 결합하고 반응하여 항원을 응집시켜 무 력화시키는 응집반응이 일어나요(근데 인간은 자신이 가지고 있지 않은 항원에 대한 항체를 이미 가지고 있기 때문에 다른 항원 들어오면 응집반응 일어난다 - 더 궁금하 면 알아서 찾아보기)
- ✓ 혈청이란, 혈액에서 유형성분과 섬유소원을 제거한 액체로 항체가 들어있습니다. 우리 혈액에 있는 항원(응집원)이 혈청 속 항체(응집소)와 응집하면 덩어리가 지는데
  그것을 보고 혈액안에 어떤 항원, 항체가 있는지를 알 수 있어요
- ✓ 혈액형 판정할 때는 항원=응집원 같은 말입니다. 왜냐하면 혈액형 구분하는 항원의
  경우 여러가지 항원-항체 반응 중에서도 '응집반응' 일어나기 때문이에요.
- < 혈액형별 보유 항체 정리하기 >
- \*anti-B(항-B) 혈청에 응집한다 = B형 항원을 싫어한다
- 1) A형: A 항원을 가지고 있으며, 항 B형 항체를 가지고 있다.
  - -> anti-B 와 응집반응
- 2) B형: B 항원을 가지고 있으며, 항 A형 항체를 가지고 있다.
  - -> anti-A 와 응집반응
- 3) O형: A,B 항원 중 어느 항원도 가지고 있지 않으며, 항 A형, 항 B형 항체 모두 가진다.
  - -> anti-A, anti-B 둘 다와 응집반응
- 4) AB형: A, B 항원 모두 가지고 있으며, 항 A형, 항 B형 항체 모두 가지고 있지 않다.
  - -> anti-A, anti-B 둘 다와 응집반응 하지 않음

	Anti-A	Anti-B
Α	X	0

В	0	Х
0	0	0
AB	X	Х